

АКТИВАТОР КЛЕТОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Уважаемый покупатель, спасибо за выбор нашего продукта!
Для Вашего удобства, перед использованием, пожалуйста,
внимательно прочитайте инструкцию!

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ВЫХОД
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМОВ

ВКЛ/ВЫКЛ

ПОГЛОЩЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не использовать данное устройство во влажной и мокрой среде, вдали от прямых солнечных лучей при температуре не выше 50 °С
2. В случае поломки, повреждения кабеля питания, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами производителя.
3. Запрещается разбирать устройство самостоятельно и использовать не по назначению.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием.

СВЕДЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

Технический номер изделия:
Размер устройства: 300x5x50Мм
Состав: Поливинилхлорид, вентилятор, нагревательный элемент, электрическая вилка для
Модель продукта: THZ-021
Серия: 9022900000
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность:
750 1200 В-

РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	ФУНКЦИЯ
II передача (режим)	Подается сильный горячий воздух, сочетается с двумя волнами терагерцевого излучения + технология сверхдлинных волн
I передача (режим)	Подается сильный горячий воздух, сочетается с одной волной терагерцевого излучения + технология сверхдлинных волн
C передача (режим)	Подается сильный холодный воздух, сочетается с тремя волнами терагерцевого излучения + технология сверхдлинных волн
0 передача (режим)	Выключение устройства

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА:	ОЧИСТКА И УХОД:
•Подключите источник питания. •Переключайте кнопки передач (режимов). •Держите ручку и направляйте воздух на нужную зону для физиотерапии. •Отключите питание по окончании процедуры.	•После использования подождите, пока устройство полностью остынет, после полного остывания можно начать очистку устройства; •Перед очисткой устройства необходимо отключить питание; •Не погружайте устройство в воду; •Если на входе или выходе воздуха есть посторонние предметы, уберите их немедленно. Убедитесь, что устройство находится в сухом месте.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- Кровотечения, тяжелые инфекции, открытые раны и переломы.
- Наличие металлических имплантов.
- Применение на частях тела с силиконовыми или другими имплантами.
- Пациенты с тяжелыми нарушениями функции сердца, печени и почек.
- Пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями.
- Пациенты, находящиеся в послеоперационном периоде, а также больные, пережившие потерю/ампутацию конечностей.
- Сердечно-сосудистые заболевания, коронарное шунтирование сердца, имплантаты (например, кардиостимуляторы, инсулиновая помпа, стентирование, протез, металлические вставки, силиконовые или инъекционные имплантаты и т.д.).
- Операции по увеличению груди или изменению форм тела.
- Открытые раны и повреждения.
- Менструация, беременность.
- Имевшиеся кровоизлияния в мозг, болезни, связанные с кровоизлиянием и кровотечениями, опасные инфекционные заболевания.
- Гипертония и сахарный диабет тяжелой степени.
- Психические расстройства.
- Люди с высоким риском заболеваемости, онкология, редкие и трудноизлечимые болезни.
- Повышенная температура, болезнь в стадии обострения, острые воспаления.
- Эпилепсия.
- Не использовать на младенцах и маленьких детях.
- Алкогольное опьянение.
- Обязательно снимайте контактные линзы.
- После процедуры не следует резко вставать, особенно людям, склонным к повышенному давлению.
- До процедуры рекомендуется заполнить Анкету - опросник о состоянии здоровья (Приложение 1).
- Запрещено преувеличивать способности и функции прибора!
- Данный прибор выполняет функции только «улучшения», «регулирования» здоровья, он не имеет свойства лечить болезни.
- Не лечебный прибор.
- Одну и ту же зону или точку можно обрабатывать только 1-2 раза в день, не больше. Рекомендуется одна неделя применения в промежуток 15 дней, перерыв 3-5 дней, затем следующая неделя.
- Каждый раз перед процедурой нужно выпивать 300-500 мл воды, после процедуры отдохнуть минимум 5 минут и выпить еще стакан воды. В течение 2 часов после процедуры избегать ветра, кондиционера, не принимать душ, не принимать алкоголь, не заниматься сексом, не заниматься активным спортом.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Перед использованием:

1. Выпейте стакан теплой воды.
2. Ознакомьтесь с инструкцией по использованию, а также мерами предосторожности и проконсультируйтесь с врачом о здоровье.
3. Во время процедуры: взаимодействуйте, будьте внимательны и рассказывайте о реакции организма и ощущениях.

После процедуры: объясните, какие реакции являются стандартными явлениями и указывают на улучшение.

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА:

Три правила процедуры:

1. Световой фокус.
2. Устойчивое положение руки
3. Медленная работа.

Три основных движения во время процедуры:

1. Круговое движение для устранения застоя крови.
2. Детоксикация и расслабление.
3. Укрепление фиксированной точки.

Если есть недомогание в определенной части тела, сделайте усиление неподвижной точки проблемной зоны всего тела. При незначительных проблемах необходимо разогреть все тело, далее укрепить проблемную зону.

Безопасен и эффективен для всех возрастов.

Подходит для субздоровых людей и людей со сниженным иммунитетом.

*Компания оставляет за собой право окончательной интерпретации

ГАРАНТИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Прежде всего благодарим Вас за выбор продукции нашей компании и надеемся, что продукция нашей компании и послепродажное обслуживание смогут удовлетворить Вас. Гарантийный срок активатора клеток составляет 6 месяцев.

Если вы столкнулись с неисправностью устройства во время использования, пожалуйста, свяжитесь с закупочной компанией или продавцом, чтобы подать заявку на гарантию.

Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:

1. Устройство является цельным инструментом, его нельзя ударять. Техногенное повреждение приведет к отказу работы прибора.

2. Этот инструмент является высокоточным электронным устройством, пожалуйста, **используйте его вдали от воды.**

Повреждение устройства, вызванное попаданием воды в устройство, не покрывается гарантией.

3. Прибор следует использовать в среде со стабильным напряжением.

Пожалуйста, прекратите его использование, если напряжение нестабильно.

4. Прибор является прецизионным (высокоточным) электронным устройством, **не разрешается разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно; в ином случае гарантийное обслуживание невозможно.**

Производитель: Guangzhou Hechang Technology Co., Ltd.

Адрес: A317, Dehe International, No 2 Qixinggang Industrial Road, Luogang, unhe Street, Baiyun District, Guangzhou City, China.

СЕРТИФИКАТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AЖ49.B.02705/23

Серия RU № 0470440

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "Алеко-сертификация" Общество с ограниченной ответственностью
 Место нахождения (адрес юридического лица): 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5
 Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 5 строение 1-6, помещение 422
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AЖ49.
 Дата решения об аккредитации: 25.07.2017.
 Телефон: +7(499)444-56-34 Адрес электронной почты: info@aleco-cert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ"
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105005, Россия, г. Москва, муниципальный округ Басманный ин. тер. г. ул. Фридриха Энгельса, Д. 20, Стр. 2, Помещ. 3/1
 Основной государственный регистрационный номер 1207700423413.
 Телефон: +7 495 901 02 59 Адрес электронной почты: Harmony2021@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Guangzhou Hechang Technology Co., Ltd.
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Guangzhou, Baiyun District, Junhe Street, Luogang, № 2 Qixinggang Industrial Road, Dehe International, A317

ПРОДУКЦИЯ

Электрические вилки и приборы бытового назначения: Активатор клепок, торговая марка FONHERB, модель THZ-021.
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9022900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности автомобильного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
 Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 17072023-05 от 17.07.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ЕЛ» им. Максимида (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21010105).
 Акта анализа состояния производства №04055 ТР ТС-АА от 17.07.2023, выданного ОС "Алеко-сертификация" ООО "Алеко" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AЖ49) эксперта, подписавший акт анализа состояния производства - Павел Павлов Петрович
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении к форме №10/0978. Дата введения, срок службы, условия хранения указаны в приложении к протоколу лабораторной экспертизы. Запись акта анализа состояния производства №04055 ТР ТС-АА от 17.07.2023, выданного ОС "Алеко-сертификация" ООО "Алеко" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AЖ49) эксперта, подписавший акт анализа состояния производства - Павел Павлов Петрович № 422 от 19.06.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.07.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 30.07.2028



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Подпись
 (подпись)



Козлов Роман Борисович

(И.О.Ф.)

М.П.

Виноков Алексей Витальевич

(И.О.Ф.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ49.В.02705/23

Серия RU № 0969978

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Колосов Роман Борисович
(И.О.)Цидчук Алексей Витальевич
(И.О.)

ФИО клиента: _____
 Дата рождения: _____ Город: _____
 Тел. клиента: _____ Тел. близкого человека: _____

1. Имеются ли боли (в какой области) _____
2. Имеются ли головокружения _____
3. Бывают ли обмороки _____
4. Какие были травмы, операции _____
5. Наличие хронических заболеваний _____
6. Состоите ли на учете у специалистов (каких) _____
7. Состояние позвоночника, суставов _____

КОГДА НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ УСЛУГУ ПРИБОРОМ «АКТИВАТОР КЛЕТОК»

- при беременности;
- во время месячных;
- при лактации;
- при онкологических заболеваниях;
- при расстройствах психики;
- при тяжёлых заболеваниях сердечнососудистой системы;
- при тяжёлой форме сахарного диабета;
- при тяжёлой форме заболевания почек;
- при тяжёлой форме гипертонии;
- при серьёзных кожных заболеваниях (открытые раны);
- при тяжёлой форме желудочно-кишечных заболеваний;
- при наличии острых аллергических реакций;
- в течение года после операции; (уточните вид операции);
- при наличии в теле: металлические имплантаты, кардиостимуляторы, инсулиновая помпа, стенты, протез, металлические вставки, силиконовые или инъекционные имплантаты и т.д.;
- при операции по увеличению груди или изменению форм тела;
- при эпилепсии;
- не использовать на младенцах и маленьких детях;
- при алкогольном опьянении;
- при повышенной температуре, болезни в стадии обострения, при острых воспалениях.

Обязательно снимать контактные линзы!

Данный прибор выполняет функции только «улучшения», «регулирования» здоровья, он не имеет свойства лечить болезни!

За недостоверность сведений о состоянии здоровья ответственность возлагается на пациента!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!

- Данный прибор предназначен для оздоровления людей с ослабленным организмом, он не является специальным лечебным инструментом! В случае заболевания, перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ УСЛУГИ ПРИБОРОМ «АКТИВАТОР КЛЕТОК»:

- После процедуры следует отдохнуть минимум 5 минут и выпить стакан воды.
- Каждый раз перед процедурой нужно выпивать 300-500 мл воды
- В течение 2 часов после процедуры избегать ветра, кондиционера, не принимать душ, не принимать алкоголь, не заниматься сексом, не заниматься активным спортом.

Дата: _____

Подпись клиента: _____ / _____ /

Подпись сотрудника компании: _____ / _____ /



WWW.WHIEDA.ORG



WHIEDA

RECOMMENDED PRODUCT

Производитель: Guangzhou Hechang Technology Co., Ltd.

Адрес: A317, Dehe International, No 2 Qixinggang Industrial Road, Luogang,
unhe Street, Baiyun District, Guangzhou City, China.

<http://www.whieda.com.cn>